

WRD 1000-SF

Terminale raccolta dati

CONTROLLO STATISTICO DEL PESO secondo FARMACOPEA - stand-alone



terminale



bilancia



stampante

Il terminale **WRD1000-SK**, con tecnologia **touch-screen**, collegabile alla maggior parte delle bilance in commercio (dotate di interfaccia RS232), consente di effettuare in modo semplice, sicuro ed economico, ogni controllo statistico del peso secondo:

- ⇒ i criteri della **Farmacopea**
- ⇒ i criteri della **Legge n. 690** (per i prodotti confezionati)
- ⇒ altri criteri di controllo di produzione

Registrazione Pesate

NOME AZIENDA	
Reparto	: LAB QC
Postazione	: 012
Data / ora	: **/**/**
Modello	: CPA523S
N° serie	: 1120589
Versione	: 2.15
Identif.	: AM/07
Operatore	: TGB
Prodotto	: *****
Lotto	: A200/08
N° pesate	: 10
1	: 1,010 g
2	: 1,005 g
...	:
10	: 0,998 g
n	: 10
media	: 1,008 g
dev.std.	: 0,011

Il software del terminale consente:

- ⇐ **La registrazione delle pesate** con dati identificativi quali:
 - numero / sigla operatore
 - codice / descrizione prodotto
 - codice lotto
 - identificazione GLP / GMP dello strumento collegato
 - semplice valutazione statistica
- Il controllo statistico del peso** che prevede, oltre gli identificativi citati: ⇐
 - classificazione con limiti secondo Farmacopea o a scelta libera
 - data base con numero di prodotti virtualmente illimitato
 - disponibilità di statistiche di lungo in aggiunta alla statistica del singolo campionamento

Controllo Statistico del Peso

NOME AZIENDA	
Reparto	:
Postazione:	
.....	
[identificativi]	
.....	
Pesate	
1	: 25,075 ml
2	: 25,020 ml
3	: 25,105 ml
...	:
20	: 25,005 ml
Statistica	
n	: 20
media	: 25,050 ml
dev. st.:	0,12
< T2	: 0
< T1	: 0
> T1	: 0
> T2	: 0
min	: 20,010 ml
max	: 20,285 ml